

Инструкция по использованию сервиса «КардиоОблако» с возможностью автоматической расшифровки ЭКГ

Облачный сервис «КардиоОблако» (далее - сервис) позволяет хранить и обрабатывать данные, снятые кардиофлешками ECG Dongle, ECG Dongle Full и мини-кардиографом «Сердечко». Также сервис позволяет хранить и обрабатывать измерения, загруженные в формате EDF через сайт cardio-cloud.ru.

Основные возможности сервиса

- Неограниченное по времени хранение ЭКГ.
- Доступ к истории исследований, отправленных в сервис.
- Ретроспективный анализ исследований.
- Скачивание ЭКГ в формате PDF.
- Скачивание R-R-интервалов в формате TXT.
- Автоматическая расшифровка ЭКГ (далее - автоанализ).
- Ручная расшифровка ЭКГ.

Системные требования для работы с сервисом

- Планшет или смартфон с установленным приложением ECG Dongle или ECG Audio.
- Подключение к сети Интернет для отправки данных в сервис и просмотра страниц исследований.

Использование сервиса

Отправка данных в сервис осуществляется из приложения после снятия ЭКГ или через форму на специальной странице сайта cardio-cloud.ru в случае, если исследование было предварительно сохранено в формате EDF.

Внимание! Для корректной работы с сервисом требуется действующий адрес электронной почты для отправки служебных уведомлений и привязки данных к истории исследований.

При поступлении данных в сервис формируется страница с уникальным адресом, содержащая обезличенные данные исследования, ссылку для скачивания данных в формате PDF, ссылку для перехода в профиль здоровья и ретроспективный анализ.

Внимание! Информация на странице исследования не является медицинским заключением и основана только на данных присланного пакета медико-биологической информации.

Отправка данных в сервис из приложения

1. Снимите ЭКГ в приложении ECG Dongle или ECG Audio.
2. После завершения записи нажмите  в нижнем меню приложения.
3. Введите запрашиваемые данные. Поля, отмеченные [*], обязательны для заполнения.
4. Установите флажок для переключателя «Я ознакомился и согласен с договором оферты».
5. Нажмите на кнопку .
6. В открывшемся после отправки данных в сервис окне отобразится номер исследования и ссылка для перехода на страницу исследования. По номеру исследования можно попасть на его страницу с сайта cardio-cloud.ru. Также на указанный адрес электронной почты придет ссылка на страницу исследования.

Отправка данных в сервис с сайта cardio-cloud.ru

1. Снимите ЭКГ в приложении ECG Dongle или ECG Audio.
2. После завершения записи нажмите  в нижнем меню приложения.
3. Выберите формат EDF с помощью переключателя.
4. Введите запрашиваемые данные. Поля, отмеченные [*], обязательны для заполнения.
5. Нажмите на кнопку .
6. В открывшемся после сохранения данных окне отобразится ссылка на файл в памяти устройства. Также доступна возможность быстрой отправки файла с помощью одного из установленных на устройстве приложений (функция «поделиться»). Для этого нужно нажать на  и выбрать необходимое приложение.
7. Отправка данных в сервис осуществляется со страницы <https://cardio-cloud.ru/service/outside-request>. Доступ к странице отправки возможен по прямому адресу или с сайта [cardio-cloud](https://cardio-cloud.ru). Для доступа к странице отправки данных необходимо в верхнем меню сайта нажать на .
8. Введите запрашиваемые данные на странице, проверочный код с картинки и установите флажок для переключателя «Я ознакомился и согласен с договором оферты».
9. Нажмите на кнопку .
10. После успешной загрузки данных произойдет автоматический переход на страницу исследования. Также на указанный адрес электронной почты придет уведомление со ссылкой на страницу исследования.

Графическое представление страницы зависит от разрешения экрана и соотношения сторон. Перечень представленной на странице информации остается неизменным вне зависимости от графического представления страницы.

Номер исследования

Выявленные проблемы

Результат автоматической
расшифровки ЭКГ

Рекомендация врача

Экспорт данных


Переход на страницу истории исследований и ретроспективного анализа

Данные исследования для врачей

Визуализация выявленных патологий и переход на страницу анализа variability сердечного ритма (ПАРС)

Данные и графическое представление о частоте пульса и стресс-индексе

Данные пользователя



Для доступа к истории исследований необходимо открыть страницу с любым исследованием, пролистать ее вниз и нажать на кнопку **история исследований**. На открывшейся странице будут представлены все исследования в сервисе, для которых был указан тот же адрес электронной почты, что и для исследования, со страницы которого был осуществлен переход.

Страница профиля здоровья предоставляет сводную информацию в виде графиков и диаграмм о показателе активности регуляторных систем, стресс-индексе и частоте пульса на основе исследований пользователя.

Для доступа к профилю здоровья необходимо перейти на страницу «История исследований» и нажать кнопку

На странице профиля здоровья доступен выбор временного интервала для построения графиков и диаграмм.

Используйте сервис «КардиоОблако» с максимальной отдачей

- Отправка исследований в сервис позволяет экономить место на устройстве.
- История исследований дает возможность систематизировать ЭКГ и не терять их.
- Доступ к своим исследованиям можно получить с любого компьютера или смартфона, подключенного к сети Интернет.
- Исследованиями, отправленными в сервис, легко делиться с врачом: достаточно отправить ссылку на страницу.

Преимущества автоматической расшифровки ЭКГ

- Расшифровка происходит моментально при загрузке исследования в сервис.
- Возможность получения объективных данных о работе сердца без необходимости посещения врача.
- Возможность фиксации патологий с нерегулярным проявлением.
- Высокая точность алгоритмов, подтвержденная независимыми тестами.
- Бесплатная расшифровка по опасным патологиям.
- Подписка на автоанализ для расшифровки важных патологий, а также разовая полная расшифровка для выбранной ЭКГ.
- Доступная цена.

Телефон службы поддержки: 8 800 350-98-92

Сайт: cardio-cloud.ru